

Labor-Information I – I. Quartal 2014

Tuberkulose/ Quantiferon (TBC)-Diagnostik

Erleichterung der Blutentnahme!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Praxisteam,

der "**Quantiferon-Test**" zur Tuberkulosedagnostik hat sich durchgesetzt und wird seit langem in unserem Labor durchgeführt. Da die Blutentnahme durch die drei verschiedenen Röhren für Sie immer etwas umständlich war, haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen das Befüllen der drei Röhren in Zukunft abzunehmen.

Hiermit möchten wir Ihnen eine **vereinfachte Blutentnahme** empfehlen:

Das Blut kann ab sofort in einem einzigen **Lithium-Heparin Röhren** (Sarstedt 10 ml, BD 6ml) abgenommen werden, **Minimum 5 ml Vollblut** muss in das Röhren gefüllt werden. Zwei Beispiele von zugelassenen Röhren sind rechts dargestellt.

Nach dem Befüllen schwenken Sie das Röhren bitte sorgfältig. Die Übertragung der Blutprobe in die Spezialröhren erfolgt dann in unserem Labor. Das Lithium-Heparin Röhren wird bei einer Raumtemperatur von 17- 25°C gelagert und sollte taggleich zu uns geschickt werden.

Selbstverständlich können Sie auch weiterhin wie gewohnt die 3 Spezial-Röhren für den Quantiferon-Test zur Blutentnahme einsetzen,



Röhren und Anweisungen zur Durchführung der Blutabnahme bekommen Sie von uns auch gerne telefonisch unter 040/ 97 07 999 – 0. Je nachdem welches Abnahmesystem Sie verwenden, haben wir sowohl Monovetten von der Fa. Sarstedt als auch Vacutainer von der Fa. BD für Sie vorrätig.

Alternativ können Sie die Patienten – nach Voranmeldung – zur Blutentnahme in unser Labor schicken.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Laborteam

